

Froid

Réfrigérateur à usage médical +

Référence : **ADN 130ML DP**

12NC: **859991735600**

EAN : **8690842996566**

*Le nouveau réfrigérateur à usage médical Beko Professional est idéal pour le **stockage des vaccins, médicaments et échantillons**.

*Contrôle précis de la température grâce à **3 capteurs internes** connectés à un contrôle digital.

***Système d'alarme acoustique et visuelle** en cas de coupure de courant pendant 24 heures.

***Enregistrement et transfert des données de température via une app mobile (Bluetooth)**

. *Conforme à la norme **DIN 13277 : entrée en rigueur à partir de mai 2026**



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

DONNÉES TECHNIQUES

Paramètres

Gaz réfrigérant	R600a
Capacité brute/nette (L) Plage de Température	130L / 100L de 2°C à 8°C

Données électriques

Tension (V) / Fréquence(Hz)	220-240 V / 50
Conso. énergétique quotidienne	0,751 kWh
Prise /longueur de câble	Shuko /240cm

Dimensions

Poids brut (kg)	49,5
Poids net (kg)	38
Externes H x L x P (mm)	870 x 560 x 620
Internes H x L x P (mm)	725 x 465 x 392

- Thermostat de sécurité pour éviter toute température inférieure à +2°C
- Réglage d'usine : +5°C
- Fluctuation : 0,5°C
- Gradient : 2,9°C
- Bloc de calibration
- Classe climatique : 7
- Protection contre les surfaces froides
- Porte en verre double panneau
- Éclairage LED interne
- Porte verrouillable et réversible
- Poignée ergonomique
- 2 étagères réglables + 2 fixes
- Charge maximale par étagère : 20 kg
- Niveau sonore : 42 dBA

Froid



STABILITÉ DE LA TEMPÉRATURE

Le réfrigérateur est conçu pour garantir une température stable avec des fluctuations minimales.

La variation maximale possible dans l'espace interne est de $+2,9^{\circ}\text{C}$, assurant un microclimat stable pour conserver les médicaments.

AFFICHE DE CONTRÔLE

L'afficheur de contrôle est essentiel pour assurer la sécurité et l'intégrité des vaccins et médicaments en surveillant en continu la température dans l'intervalle $+2^{\circ}\text{C}$ à $+8^{\circ}\text{C}$.

Il affiche la température exacte et déclenche des alertes visuelles et sonores en cas d'écart (porte ouverte, panne de courant).

L'alerte reste affichée jusqu'à réinitialisation manuelle.



ENREGISTREUR DE DONNÉES INTÉGRÉES

La mémoire du contrôleur stocke :

- les 5 derniers événements d'alarme (date + durée)
- un historique des températures sur 6 mois.

CONNEXION BATTERIE

Indispensable pour maintenir la chaîne du froid : en cas de coupure, la batterie assure l'enregistrement des températures et le fonctionnement des alarmes pendant 24 heures.



BLOC DE CALIBRATION

Permet d'aligner la température mesurée par le contrôleur avec la température réelle du produit médical stocké.

Froid

ÉCLAIRAGE LED (plafond)

Une lumière interne est essentielle pour :

- garantir la sécurité
- faciliter l'identification immédiate des médicaments
- réduire le temps d'ouverture de porte
- éviter les fluctuations susceptibles de compromettre l'intégrité des produits



PROTECTION CONTRE LES SURFACES FROIDES

L'évaporateur est recouvert d'une protection afin d'éviter tout contact direct entre les médicaments et une surface froide, améliorant ainsi la stabilité de la température.



CONTRÔLE SANS CONTACT

L'application Controlla permet une connexion sans contact avec l'appareil.

Elle donne accès :

- *au contrôle à distance du réfrigérateur
- *aux rapports de température
- *à l'historique des alertes

La température est enregistrée toutes les 20 minutes.



CERTIFICATIONS & TESTS

Le réfrigérateur médical ADN 130ML BP dispose de toutes les fonctionnalités nécessaires pour satisfaire aux critères de la norme DIN 13277.

Il est testé selon la norme EN60068-3, avec mesures de température réalisées en 15 points internes.